



Dispositivo de Dissecção Venosa

by **VENTRIX**  
Health Innovation

## ERGONOMIA E SEGURANÇA PARA O PROCESSO CIRÚRGICO



O Dispositivo de Dissecção Venosa é uma escolha inteligente para procedimentos cirúrgicos graças à sua composição em polímero, deixando o manuseio cirúrgico mais leve, evitando complicações recorrentes de outros modelos.

O dispositivo ergonômico também proporciona melhor maneabilidade e rápida identificação, durante o procedimento. Com cores que diferenciam os calibres do modelo que deve ser usado, o acesso as veias varicosas de qualquer calibre é feito de forma rápida e precisa.

**Segurança. Higiene. Praticidade.**



## BENEFÍCIOS

- Acesso aos diversos calibres de veia varicosas.
- Resistente a impactos.
- Melhores manobras cirúrgicas.
- Procedimento mais rápido e seguro.
- Fácil e rápida identificação por cores.
- Aprovado para uso cirúrgico.



De acordo com o Comunicado de Risco Conjunto N° 001/2013 da ANVISA, o uso de agulhas de crochet em cirurgias é proibido.


Por isso, os cirurgiões devem optar por dispositivos homologados, como o DDV da Ventrix.



by **VENTRIX**  
Health Innovation

## EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, COM MEDIDAS E INDICAÇÃO POR COR.

- Dispositivo de dissecção venosa, fabricado em polímero e alma metálica.
- Empunhadura com ranhuras, oferecendo mais estabilidade e segurança.
- Delineamento elíptico com acabamento superficial ranhurado, oferecendo mais estabilidade.
- Patente requerida: PI-1003540-0
- Produto de uso único e estéril.
- Anvisa: 80743069004



### DISPONÍVEL EM 6 MODELOS

	TAMANHO	COR	DIAMETRO	TIPO
<b>N.2</b>	DDV02	AZUL ESCURO	1,50mm	Ponta metálica
<b>N.4</b>	DDV04	VERDE	1,25mm	Ponta metálica
<b>N.6</b>	DDV06	AMARELA	1,00mm	Ponta metálica
<b>N.8</b>	DDV08	LARANJA	0,90mm	Ponta metálica
<b>N.10</b>	DDV10	ROSA	0,75mm	Ponta metálica
<b>N.11</b>	DDV11	VIOLETA	0,70mm	Ponta metálica

[www.ventrix.com.br](http://www.ventrix.com.br)

Atendimento ao consumidor

+55 35 3473-1088

+55 35 99809-3176

**Ventrix Indústria e Comércio Ltda.**

Rua Juca Castelo, 219, Centro

Santa Rita do Sapucaí - MG CEP: 37540-000