

CATETER DE EMBOLECTOMIA
TABELA COMPARATIVA

Modelo/Referência	Tamanho (Fr)	Diâmetro Máximo do Cateter (mm)	Diâmetro do Balão Inflado (mm)	Volume máximo do balão (ml)	Força de tração máxima recomendável (N)	Tamanho do cateter (parte de trabalho (mm))	Cor do conector Luer Lock	Fio guia recomendado (inch)
VVEDB480	4	1.75	8	0.5	10	800	Vermelho	-
VVEDB580	5	2.1	10	0.9			Branco	-
VVEDB680	6	2.4	11	1.4	15		Azul	-
VVEDB780	7	2.7	12	1.6		Amarelo	-	
VVEDC340	3	1.4	5	0.2	5	400	Verde	0.018"
VVEDC380						800		
VVEDC3120						1200		
VVEDC440	4	1.75	8	0.5	10	400	Vermelho	0.025"
VVEDC480						800		
VVEDC4120						1200		
VVEDC540	5	2.1	10	0.9	15	400	Branco	0.025"
VVEDC580						800		
VVEDC5120						1200		
VVEDC640	6	2.4	11	1.4	15	400	Azul	0.035"
VVEDC680						800		
VVEDC6120						1200		
VVEDC740	7	2.7	12	1.6	15	400	Amarelo	0.038"
VVEDC780						800		
VVEDC7120						1200		
VVEM240	2	1.2	4	0.15	3	360	Transparente	-
VVEM260						560		-
VVEM280						760		-
VVEM340	3	1.3	6	0.2	5	360	Verde	-
VVEM360						560		-
VVEM380						760		-
VVEM440	4	1.6	8	0.7	10	360	Vermelho	-
VVEM460						560		-
VVEM480						760		-
VVEM540	5	1.7	10	1.5	10	360	Branco	-
VVEM560						560		-
VVEM580						760		-

CATETER DE EMBOLECTOMIA

VVEM640						360		-	
VVEM660	6	2.0	12	2.0	15	560	Azul	-	
VVEM680						760		-	
VVEM740						360		-	
VVEM760	7	2.3	14	2.5		560	Amarelo	-	
VVEM780						760		-	
VVEM840						8		2.7	16
VVEM880	8	2.7	16	3.5		15	760	Marrom	-
VVEM940	9	3.0	18	4.0			360	Violeta	-
VVEM980							760		-
VVEM1040	10	3.3	20	4.5			360	Cinza	-
VVEM1080							760		-
VVEP380	3	1.0	-	-		-	760	Verde	-
VVEP480	4	1.35	-	-		-		Vermelho	-
VVEP580	5	1.7	-	-		-		Branco	-
VVEP680	6	2.0	-	-		-		Azul	-
VVEP780	7	2.3	-	-	-	Amarelo		-	
VVEP880	8	2.7	-	-	-	Marrom		-	
VVEP980	9	3.0	-	-	-	Violeta		-	
VVEP1080	10	3.3	-	-	-	Cinza		-	

Fernando Xavier
Responsável Técnico
CREA/MG: 158329/D

Roberto Castro Júnior
Responsável Legal