

# Dispositivo de Dissecção Venosa

by **VENTRIX**  
Health Innovation

**ERGONOMIA E  
SEGURANÇA PARA  
O PROCESSO  
CIRÚRGICO**



O **Dispositivo de Dissecção Venosa** é uma opção mais segura do mercado para procedimentos cirúrgicos devido ao seu material de polímero, tornando o manuseio mais leve e reduzindo complicações.

Além de ergonômico e fácil de manusear, o dispositivo vem em diferentes cores para especificar os calibres do modelo a ser usado. Isso tudo possibilita um acesso rápido e preciso às veias varicosas de qualquer tamanho.




O Comunicado de  
Risco Conjunto  
N° 001/2013 da  
ANVISA proíbe o  
uso de agulhas de  
crochet em cirurgias.

Opte pelo  
**DDV da Ventrix**,  
um dispositivo  
homologado e seguro.



- Resistente a impactos.
- Possibilita melhores manobras durante o processo.
- Empunhadura com ranhuras, oferecendo mais estabilidade e segurança.
- Procedimento mais rápido e seguro.
- Aprovado para uso cirúrgico.  
(Patente requerida: PI-1003540-0)
- Produto de uso único e estéril.
- Anvisa: 80743069004



EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, COM MEDIDAS E INDICAÇÃO POR COR.

## DISPONÍVEL EM 6 MODELOS

	TAMANHO	COR	DIAMETRO	TIPO
	DDV02	AZUL ESCURO	1,50mm	Ponta metálica
	DDV04	VERDE	1,25mm	Ponta metálica
	DDV06	AMARELA	1,00mm	Ponta metálica
	DDV08	LARANJA	0,90mm	Ponta metálica
	DDV10	ROSA	0,75mm	Ponta metálica
	DDV11	VIOLETA	0,70mm	Ponta metálica

[www.ventrix.com.br](http://www.ventrix.com.br)

Atendimento ao consumidor

  +55 35 3473-1088

  +55 35 99860- 4372

**Ventrix Indústria e Comércio Ltda.**

Rua Juca Castelo, 219, Centro

Santa Rita do Sapucaí - MG CEP: 37540-000